# Susceptibility measurement

#### Petr Čermák

2023-10-20

Ukázka měřícího protokolu.

#### **Table of contents**

1	Data collecting	1
2	NumPy	2
3	Pandas	2
4	Ukázka plotly na rawdata	3
5	Více sloupců	3

## 1 Data collecting

Stažení dat - využití command line pomocí ipython magic.

```
!curl https://user.mgml.eu/automation/vsm/00000001.dat --output 01.dat
 % Total
            % Received % Xferd Average Speed
                                                                   Current
                                             Time
                                                     Time
                                                             Time
                              Dload Upload
                                             Total
                                                     Spent
                                                             Left
                                                                   Speed
                                  0
       0
                      0
100 32937 100 32937
                               243k
                                         0 --:--:--
```

### 2 NumPy

Budeme využívat znalosti ze článku v **Nature** o magnetizaci [1].


#### 3 Pandas

```
import pandas as pd
import re
pd.options.plotting.backend = "matplotlib"

header = {}
with open("01.dat", "r") as f:
    for line in f:
        if r := re.match(r'^INFO,([^,]*),([^,]*)$', line):
            header[r[2].strip()] = r[1]
        if line.strip() == "[Data]":
            break
    df = pd.read_csv(f, delimiter=",", index_col="Temperature (K)")

print(header)
df[['Moment (emu)']].plot(ylabel='Moment (emu)')
```

```
{'APPNAME': 'PPMS VSM Option Release 1.4.10 Build 3', 'MOTOR_MODULE_NAME': 'Quantum Design L <Axes: xlabel='Temperature (K)', ylabel='Moment (emu)'>
```



### 4 Ukázka plotly na rawdata

```
pd.options.plotting.backend = "plotly"

df[['Moment (emu)']].plot(y='Moment (emu)')
```

Unable to display output for mime type(s): text/html

Unable to display output for mime type(s): text/html

#### 5 Více sloupců

Provedli jsme měření na sloučenine RnAc5Mn5Nb a výsledek vidíte na Figure 1. Konkrétně na Figure 1a je vidět magnetická susceptibilita a na dalším Figure 1b je její inverzní hodnota.

[1] S. Mugiraneza and A. M. Hallas, Tutorial: A Beginner's Guide to Interpreting Magnetic Susceptibility Data with the Curie-Weiss Law, Communications Physics 5, 95 (2022).




Figure 1: Naměřená data